

Immunologia

5935 ANCA i GbmAb

(EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Luty, sierpień
Badane próbki	2 próbki płynnej ludzkiej surowicy lub osocza (0,5 ml).
Badania	Przeciwciała ANCA, przeciwciała przeciw : mieloperoksydazie (MPOAb), proteinazie 3 (Pr3Ab) i błonie podstawnej kłębuszków (GbmAb), przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej w wybranych rundach. Opracowywane są również wyniki ilościowe Pr3Ab, MPOAb i GbmAb.

5900 Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA-Ab - antinuclear antibodies)

(EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Kwiecień, październik
Badane próbki	3 próbki płynnej ludzkiej surowicy lub osocza (0,6 ml).
Badania	ANA-Ab; oznaczenie przeciwciał przeciw: nDNA (dsDNA), histonom, antygenom rozpuszczalnym jądra (ENA-Ab), RNP, Sm (SmDAb i/lub SmBAAb), SSA, SSB, Scl70 oraz przeciwciał przeciw białkom centromeru (CENP-A i CENP-B) i antygenowi Jo-1 oraz RibP i RNApol III. Przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej w wybranych rundach.

5930 Diagnostyka chorób wątroby i przewodu pokarmowego

Częstotliwość	Maj, listopad
Badane próbki	2 próbki płynnej ludzkiej surowicy lub osocza (0,4 ml).
Badania	Przeciwciała: przeciw mięśniom gładkim (SMA), przeciwmitochondrialne (AMA), przeciw komórkom okładzinowym żołądka (GPCA).

5940 Glutenoależna choroba trzewna

(EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Luty, czerwiec, październik
Badane próbki	2 próbki płynnej ludzkiej surowicy lub osocza (0,7 ml). EQA ³ - w części rund przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej.
Badania	Przeciwciała przeciw: endomyzjum mięśni gładkich (EMAAb/EMAAbG), transglutaminazie tkankowej (tTGAbA/tTGAbG) i deamidowanej gliadynie (DGPAAb); interpretacja IgA total w próbce.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian obejmuje również badania ilościowe tTGAbA, tTGAbG, DGPAAb, DGPAAbG. Sprawdzian nieodpowiedni do POCT. Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5938 Diagnostyka autoimmunologiczna, interpretacja IFA *(sprawdzian wirtualny)*

Częstotliwość	Maj
Badane próbki	3-5 przypadków w postaci zdjęć cyfrowych, dostępnych w serwisie Labscała.
Badania	Interpretacja przypadków (zdjęcia ANA, ANCA i EMA).

5937 Przeciwciała antyfosfolipidowe

Częstotliwość	Maj
Badane próbki	2 próbki płynnej ludzkiej surowicy lub osocza (0,5 ml).
Badania	Przeciwciała antyfosfolipidowe, przeciwkardiolipinowe IgG i IgM (ACA-IgM, ACA-IgG), przeciw β2glikoproteinie IgG i IgM. Sprawdzian obejmuje również badania ilościowe.

5250 Test IGRA w zakażeniu *Mycobacterium tuberculosis*

(EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Luty, maj, sierpień, listopad
Badane próbki	Zestaw próbek (3 próbki liofilizowane, 1 płynna próbka blank/NIL oraz woda do rozpuszczenia próbek) a także pytania z zakresu fazy przedanalizycznej
Badania	Test uwalniania interferonu gamma. TblNFG badania ilościowe oraz interpretacja jakościowa. Sprawdzian nie jest odpowiedni do testu TB T-Spot.

5820 Czynniki reumatoidalny (RF) i przeciwciała przeciw cytrulinowanym peptydom (anty- CCP)

Częstotliwość	Styczeń, kwiecień, lipiec, październik
Badane próbki	2 płynne próbki pochodzenia ludzkiego (0,7 ml).
Badania	Czynnik reumatoidalny (RF), przeciwciała przeciwko cytrulinowanym peptydom (anty-CCP), badania ilościowe i jakościowe.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5920 Przeciwciała przeciw tarczycowe

(EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Marzec, czerwiec, październik
Badane próbki	2 próbki płynnej ludzkiej surowicy lub osocza (0,4 ml).
Badania	Przeciw tyreoglobulinie (TgAb) i przeciw peroksydazie tarczycowej (TPOAb). Sprawdzian obejmuje również badania ilościowe.
Dodatkowe informacje	Przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej w wybranych rundach. Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5913 Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH

Częstotliwość	Marzec, wrzesień
Badane próbki	2 próbki płynnej ludzkiej surowicy lub osocza (0,4 ml).
Badania	Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH. Sprawdzian obejmuje również badania ilościowe.
