

Mikrobiologia - Wirusologia

5650 Wirus cytomegalii - przeciwciała (EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Luty, maj, wrzesień, grudzień
Badane próbki	3 próbki płynnego ludzkiego osocza (0,7 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała przeciwko CMV – całkowite, klasy: IgG, IgM, awidność IgG oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5651 CMV i EBV- wykrywanie kwasów nukleinowych, ilościowo

Częstotliwość	Marzec, wrzesień
Badane próbki	5 próbek, symulujących osocze (1,5 ml). Próbki zawierają hDNA.
Badania	CMV i EBV NAT. Opracowanie wyników ilościowych.

5635 Wirus dengi - przeciwciała i antygen (EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Marzec, czerwiec, wrzesień, listopad
Badane próbki	3 próbki ludzkiej surowicy lub osocza (0,5 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji lub okazjonalnie próbki preparowane.
Badania	Przeciwciała przeciwko wirusowi dengi klasy IgG i IgM; antygen NS1 oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.

5640 Wirus mononukleozy – przeciwciała heterofilne, POCT

Częstotliwość	Luty, maj, wrzesień, grudzień
Badane próbki	3 próbki płynnego ludzkiego osocza (0,5 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała heterofilne: MonAb.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5641 Wirus mononukleozy – przeciwciała specyficzne (EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Luty, maj, wrzesień, grudzień
Badane próbki	3 próbki płynnego ludzkiego osocza (1,4 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała specyficzne: EBNA IgG, EBV VCA klasa IgG i IgM, awidność IgG oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5094 Markery HBV i HCV – objętość próbki 0,6 ml	(EQA ³ -sprawdzian zintegrowany)
5095 Markery HBV i HCV – objętość próbki 1,2 ml	
5096 Markery HBV i HCV – objętość próbki 2,0 ml	
Częstotliwość	Luty, maj, sierpień, listopad
Badane próbki	3 próbki płynnego ludzkiego osocza o objętości 0,6 ml, 1,2 ml lub 2,0 ml. Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała: anty-HBc, anty-HBc IgM, anty-HBe, antygen HBe, przeciwciała anty-HBs – badania jakościowe, antygen HBs, przeciwciała anty-HCV, anty HCVct- test potwierdzenia oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.
Dodatkowe informacje	Laboratorium zamawia próbkę o objętości 0,6 ml, 1,2 ml lub 2,0 ml, w zależności od potrzeb. Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5093 Przeciwciała anty-HBs, testy ilościowe

Częstotliwość	Styczeń, kwiecień, lipiec, październik
Badane próbki	2 próbki płynnego ludzkiego osocza lub surowicy (0,5 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała anty-HBs, testy ilościowe.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5679 HBV- wykrywanie DNA

Częstotliwość	Marzec, maj, wrzesień, listopad
Badane próbki	3 liofilizowane lub płynne próbki osocza (1,2 ml).
Badania	HBV- DNA, wykrywanie ilościowe i/lub jakościowe. Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5678 HCV- wykrywanie RNA

Częstotliwość	Marzec, maj, wrzesień, listopad
Badane próbki	3 liofilizowane lub płynne próbki osocza (1,2 ml).
Badania	HCV- RNA, wykrywanie ilościowe i/lub jakościowe. Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5092 Hepatitis A - przeciwciała (EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Luty, maj, sierpień, listopad
Badane próbki	3 próbki płynnego ludzkiego osocza (0,6 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała anty-HAV, anty-HAV klasy IgM i IgG oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5682 Hepatitis E - przeciwciała (EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Maj, listopad
Badane próbki	3 próbki płynnego ludzkiego osocza (0,5 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała anty-HEV klasy IgM i IgG oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5680 HIV-1- wykrywanie RNA

Częstotliwość	Marzec, maj, wrzesień, listopad
Badane próbki	3 liofilizowane lub płynne próbki osocza (1,2 ml).
Badania	HIV-1- RNA, wykrywanie ilościowe i/lub jakościowe. Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5091 Wirus HIV- przeciwciała i antygen (EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Luty, maj, sierpień, listopad
Badane próbki	3 próbki płynnego ludzkiego osocza (0,7 ml).
Badania	Przeciwciała anti-HIV + antygen (combo), antygen HIV (p24), przeciwciała anti-HIV, testy przesiewowe i potwierdzenia oraz poanalityczna interpretacja kliniczna. Próbki dodatkowo mogą zawierać HIV-1 lub HIV-2.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5090 Wirus HIV- przeciwciała i antygen, POCT

Częstotliwość	Luty, maj, sierpień, listopad
Badane próbki	3 próbki płynnego ludzkiego osocza (0,7 ml).
Badania	Przeciwciała anti-HIV i anti-HIV+Ag, testy przesiewowe- tylko POCT
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5089 Wirus T- limfotropowy (HTLV) - przeciwciała (EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Luty, maj, sierpień, listopad
Badane próbki	3 próbki płynnego ludzkiego osocza (0,5 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała anti HTLV: testy wstępne i testy potwierdzenia oraz poanalityczna interpretacja kliniczna. Próbki dodatkowo mogą zawierać HTLV-1 lub HTLV-2.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5556 HSV 1&2/VZV/T. pallidum- wykrywanie kwasów nukleinowych

Częstotliwość	Kwiecień, październik
Badane próbki	3 próbki, symulujące wymazy pobrane ze zmian okolic narządów płciowych
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych HSV1, HSV2, VZV, <i>Treponema pallidum</i> . Próbki zawierają hDNA.

5555 Wirus opryszczki Herpes simplex (HSV) 1 i 2 - przeciwciała

Częstotliwość	Luty, maj, sierpień, listopad
Badane próbki	3 próbki płynnego ludzkiego osocza lub surowicy (0,5 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała: anti-HSV klasy IgG (ilościowo/ jakościowo), anti-HSV klasy IgM, anti-HSV1 klasa IgG, anti-HSV2 klasa IgG. Okazjonalnie próbki preparowane.

5665 Wirus ospy wietrznej (VZV) – przeciwciała (EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Luty, maj, sierpień, listopad
Badane próbki	3 próbki płynnej ludzkiej surowicy lub osocza (0,5 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała anti-VZV, anti-VZV klasy IgG i IgM oraz poanalityczna interpretacja kliniczna. Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5683 Wirus małej ospy (Mpox), wykrywanie kwasów nukleinowych **NOWOŚĆ**

Częstotliwość	Kwiecień, październik
Badane próbki	2 próbki, symulujące wymazy pobrane ze zmian chorobowych
Badania	Mpox NAT. Próbki zawierają hDNA.

5668 Wirus odry- przeciwciała (EQA³-sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Styczeń, kwiecień, lipiec, październik
Badane próbki	3 próbki płynnego ludzkiego osocza (0,5 ml). Autentyczne, komutabilne próbki z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała przeciwko wirusowi odry klasy: IgG i IgM oraz poanalizyczna interpretacja kliniczna.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5667 Wirus różyczki - przeciwciała (EQA³-sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Styczeń, kwiecień, lipiec, październik
Badane próbki	3 próbki płynnego ludzkiego osocza (0,5 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała przeciwko różyczce klasy IgG, IgM, awidność IgG oraz poanalizyczna interpretacja kliniczna.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5669 Wirus świnki- przeciwciała (EQA³-sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Styczeń, kwiecień, lipiec, październik
Badane próbki	3 próbki płynnego ludzkiego osocza (0,5 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała przeciwko wirusowi świnki klasy: IgG i IgM oraz poanalizyczna interpretacja kliniczna.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5086 HPV- Wirus brodawczaka ludzkiego- wykrywanie kwasów nukleinowych

Częstotliwość	Styczeń, kwiecień, lipiec, październik
Badane próbki	2 próbki preparowane (1 ml).
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (hrHPVNAT), włączając genotypy: 16, 18, 31, 33, 39, 45, 51, 52, 66, 67. Sprawdzian odpowiedni do metod NAT stosowanych w badaniach przesiewowych raka szyjki macicy. Próbki zawierają hDNA.

5660 Parvovirus B19 - przeciwciała (EQA³-sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Badane próbki	3 próbki płynnej ludzkiej surowicy lub osocza (0,4 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała klasy IgG i IgM, awidność IgG oraz poanalizyczna interpretacja kliniczna. Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5098 Rota- i adenowirusy- wykrywanie antygenu

Częstotliwość	Marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Badane próbki	3 próbki preparowane
Badania	Wykrywanie antygenu rota- i adenowirusów.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5673 Adenowirus oddechowy, wykrywanie antygenu

Częstotliwość	Marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Badane próbki	3 próbki preparowane (1 ml)
Badania	Wykrywanie antygenu.

5672 Wirus oddechowy RSV- wykrywanie antygenu

Częstotliwość	Luty, listopad
Badane próbki	3 próbki płynne i/ lub wymazowe
Badania	Antygen wirusa oddechowego RS.
Dodatkowe informacje	Próbki nie są odpowiednie do metod IFA lub NAT. Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5671 Wirus grypy Inf A+B- wykrywanie antygenów

Częstotliwość	Luty, listopad
Badane próbki	3 próbki płynne i/ lub wymazowe
Badania	Antygeny InfA, InfB.
Dodatkowe informacje	Próbki nie są odpowiednie do metod IFA lub NAT. Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5670 Wirusy grypy Inf A + B i wirus oddechowy RSV- wykrywanie kwasów nukleinowych

Częstotliwość	Luty, listopad
Badane próbki	3 próbki symulujące próbki płynne (1 ml)
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych wirusa grypy (InfANAT, InfBNAT) i wirusa oddechowego RS (RSVNAT). Próbki zawierają hDNA.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043 Proszę zapoznać się również ze sprawdzianem 5562 oraz 5300.

5562 Wirusy ukł. oddechowego, wykrywanie kwasów nukleinowych

Częstotliwość	Styczeń, kwiecień, lipiec, październik
Badane próbki	3 próbki symulujące próbki wymazowe. Próbki zawierają hDNA.
Badania	Grypa A NAT, grypa B NAT, RSV NAT i SARS-CoV-2 NAT. Sprawdzian jest nieodpowiedni do metod TMA (np. do testu Hologic Aptima SARS-CoV-2)

5675 Norowirusy, wykrywanie kwasów nukleinowych

Częstotliwość	Marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Badane próbki	3 próbki preparowane (1 ml)
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych norowirusów (Norowirus NAT, genogrupy GI i GII).

5560 Wirus Puumala - przeciwciała

(EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Marzec, czerwiec, wrzesień, listopad
Badane próbki	3 próbki płynnej ludzkiej surowicy lub osocza (0,3 ml) wraz z krótkim opisem przypadków.
Badania	Przeciwciała klasy IgG i IgM, awidność IgG oraz poanalityczna interpretacja kliniczna. Testy POCT i przeciwciała specyficzne.

5677 SARS-CoV-2, przeciwciała

Częstotliwość	Styczeń, kwiecień, lipiec, październik
Badane próbki	3 próbki płynnej ludzkiej surowicy lub osocza (0,5 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała SARS-CoV-2 klasy IgG, IgM i IgA oraz całkowite.

5676 SARS-CoV-2, wykrywanie kwasów nukleinowych

Częstotliwość	Styczeń, kwiecień, lipiec, październik
Badane próbki	3 próbki preparowane, zawierające cały genom wirusa w postaci cDNA. Uwaga! Sprawdzian obejmuje warianty wirusa. Nie jest odpowiedni do metod TMA (np. do testu Hologic Aptima SARS-CoV-2).
Badania	SARS-CoV-2 NAT. Próbki zawierają hDNA.

5681 SARS-CoV-2, wykrywanie antygenów

Częstotliwość	Styczeń, kwiecień, lipiec, październik
Badane próbki	3 próbki preparowane.
Badania	SARS-CoV-2 Ag

5099 Wirus odkleszczowego zapalenia mózgu - przeciwciała

(EQA³ -sprawdzian zintegrowany)

Częstotliwość	Marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Badane próbki	3 próbki płynnej ludzkiej surowicy lub osocza (0,5 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała: anty-TBE, anty-TBE klasy IgG i IgM oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.
Dodatkowe informacje	Sprawdzian akredytowany- ISO 17043

5636 Wirus Zika, przeciwciała

Częstotliwość	Maj, listopad
Badane próbki	3 próbki płynnej ludzkiej surowicy lub osocza (0,5 ml). Autentyczne komutabilne próbki, pochodzące z pojedynczych donacji.
Badania	Przeciwciała klasy IgG i IgM, interpretacja kliniczna.
